

Philips
Audífonos con soporte de
orejas



SHS4841



Máxima comodidad

Soporte regulable que se adapta a todas las orejas

Estos soportes para oreja pueden ajustarse en 5 posiciones diferentes para una adaptación personalizada. La ventilación entre las almohadillas y los altavoces te ofrece una sensación suave para que disfrutes de almohadillas blandas y acolchonadas.

Música para tus oídos

- Conector enchapado en oro de 24k para una conexión altamente confiable
- Las rejillas de vent. Bass Beat permiten circular el aire para un mejor sonido

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida

- Soporte anatómico para orejas para mayor comodidad y estabilidad
- El controlador de bocinas de 13,5 mm portátil ofrece mayor comodidad
- Almohadillas acolchonadas con ventilación para más comodidad

Siempre listo

- Se sostiene cómodamente en tu oreja mientras te mueves
- El duradero diseño Flexi-Grip ofrece una conexión flexible y resistente

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Abrir
- Tipo de imán: Neodimio
- Diafragma: cúpula mylar
- Bobina móvil: Cobre
- Respuesta de frecuencia: 12 - 23 500 Hz
- Impedancia: 16 ohms
- Entrada máxima de potencia: 50 mW
- Sensibilidad: 105 dB
- Diámetro del altavoz: 13,5 mm
- Tipo: Dinámico

Conectividad

- Conexión del cable: Dos en paralelo, simétrico
- Longitud del cable: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Acabado del conector: Cromado
- Tipo de cable: OFC

Caja interior

- Peso bruto: 0,297 kg
- Peso bruto: 0,655 lb
- GTIN: 2 06 09585 18004 2
- Caja interior (L x An x Al): 7,8 x 7,3 x 2,6 pulgadas
- Caja interior (L x An x Al): 19,8 x 18,5 x 6,7 cm
- Peso neto: 0,096 kg
- Peso neto: 0,212 lb
- Cantidad de cajas: 6

- Peso tara: 0,443 lb
- Peso tara: 0,201 kg

Caja exterior

- Peso bruto: 1,488 kg
- Peso bruto: 3,280 lb
- GTIN: 1 06 09585 18004 5
- Caja exterior (L x An x Al): 15,4 x 8,7 x 6,9 pulgadas
- Caja exterior (L x An x Al): 39,2 x 22 x 17,4 cm
- Peso neto: 0,384 kg
- Peso neto: 0,847 lb
- Cantidad de cajas: 24
- Peso tara: 2,433 lb
- Peso tara: 1,104 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 5,2 x 17 x 3 cm
- Peso bruto: 0,035 kg
- Peso neto: 0,016 kg
- Peso tara: 0,019 kg
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 2,0 x 6,7 x 1,2 pulgadas
- Peso bruto: 0,077 lb
- Peso neto: 0,035 lb
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de empaque: Blister
- Peso tara: 0,042 lb
- UPC: 6 09585 18004 8

Destacados

Soporte anatómico para orejas

El soporte se sostiene firme detrás de la oreja cuando estás en movimiento, mantiene los audífonos en su lugar y ofrece un sonido excepcional. Es la pieza que está en contacto con la parte trasera de la oreja y mantiene los audífonos en su sitio.

Diseñado para personas activas

Cuando salgas a correr, andar en bicicleta o realices alguna otra actividad, estos audífonos se sostendrán firme y cómodamente en tu oreja.



Fecha de publicación
2010-03-11

Versión: 1.0.6

12 NC: 8670 000 57991
UPC: 6 09585 18004 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com