

Philips
Transportbehälter

2-in-1

SJM2305



Musik hören und Transportieren

Tragbarer Lautsprecher und Transportbehälter in einem

Eine praktische Möglichkeit zum Transportieren und Wiedergeben Ihrer Musik – alles in einem Produkt. Die NXT-TN-Flachlautsprechertechnologie macht es möglich. Erfordert zwei AAA-Batterien

Musik ohne Pause

- NXT-TM-Flachlautsprecher

Schutz für Ihren digitalen Music Player

- Schützende Konstruktion verhindert Kratzer

PHILIPS
sense and simplicity

Transportbehälter
2-in-1

Daten

Verpackung

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98669 4
- Länge: 16 cm
- Breite: 5,5 cm
- Höhe: 19 cm
- Bruttogewicht: 0,26 kg
- Eigengewicht: 0,06 kg
- Nettogewicht: 0,2 kg

Innenkarton

- EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98669 1
- Menge: 4
- Länge (cm): 33 cm
- Breite (cm): 11,5 cm



- Höhe (cm): 17,5 cm
- Bruttogewicht: 1,18 kg
- Eigengewicht: 0,1 kg
- Nettogewicht: 1,08 kg

Außenkarton

- EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98669 8
- Menge: 24
- Länge (cm): 70,4 cm
- Breite (cm): 34,9 cm
- Höhe (cm): 19,8 cm
- Bruttogewicht: 8,53 kg
- Eigengewicht: 24 kg
- Nettogewicht: 7,68 kg

SJM2305/10

Besonderheiten

Schützende Konstruktion

Diese leichte Silikontasche schützt vor Kratzern und der alltäglichen Abnutzung.

NXT-TM-Flachlautsprecher

Ein extrem dünner und leichter Flachlautsprecher, der Full-Range-Sound in einem äußerst kompakten und tragbaren Gehäuse bereitstellt.



Ausstellungsdatum
2009-11-25

Version: 2.3.7

12 NC: 9082 100 09283
EAN: 87 10895 98669 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com