

Philips
Boxe multimedia 5.1

SPA2600



Soluție isteată pentru sunet surround

Sunet surround 5.1

Simțiți-vă ca într-o sală de concerte cu sunetul surround 5.1 senzațional al sistemului de boxe SPA2600. Basul său adânc și puterea muzicală de 70 W face jocurile și filmele mai antrenante. Pentru mai mult confort, acest sistem dispune de o telecomandă cu fir pentru volum.

Senzație de sunet multimedia

- Sunet surround 5.1 - Experiență auditivă impresionantă

Bas performant de ultimă generație

- Tehnologie de amplificare a basului cu control al nivelului

Se conectează la toate echipamentele dumneavoastră

- Perfect pentru MP3, PC, TV, CD și altele
- Control de la distanță al volumului pentru o reglare comodă a sunetului

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- **Amplificare bas:** Bass Boost analogic, Bass reflex
- **Răspuns în frecvență:** 55 - 20.000 Hz
- **Caracteristici superioare boxe:** LSB ecranat magnetic
- **Putere muzicală:** 70 W
- **Putere de ieșire (RMS):** Per satelit: 4,5 W; Subwoofer: 12,5 W
- **Controlul volumului:** Control analogic al volumului

Boxe

- **Caracteristici superioare boxe:** LSB ecranat magnetic
- **Driver subwoofer:** 5 1/4"
- **Driver pentru difuzor satelit:** 2"
- **Controlul nivelului basului:** La subwoofer
- **Buton pornire/oprire:** La subwoofer

Conectivitate

- **Intrare audio pentru date:** Jack 3 x 3,5 mm
- **Lungime cablu:** 2 x 5 m și 3 x 1,5 m
- **Conector:** 3,5 mm stereo
- **Alimentare:** CA 220V 50Hz

Comoditate

- **Indicator alimentare**
- **Telecomandă:** Controlul volumului

Alimentare

- **LED indicator funcționare:** Albastru

Conținut ambalaj

- Subwoofer
- **Număr de sateliți:** 5
- Cablu de semnal stereo de 3,5 mm
- Ghid de instalare rapidă
- **Telecomandă:** Cu fir
- Card de garanție

Informații ambalaj

- **I2NC:** 908210005822
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895924771
- **Greutate brută:** 6,0 kg
- **Înălțime:** 282 mm
- **Lungime:** 311 mm
- **Lățime:** 297 mm
- **Cantitate:** 1
- **Greutate proprie:** 0,9 kg

Cutie exterioară

- **Cantitate:** 4
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895948852
- **Greutate proprie:** 1,8 kg
- **Greutate brută:** 19,8 kg
- **Lungime:** 580 mm
- **Lățime:** 610 mm
- **Înălțime:** 331 mm
- **I2NC:** 908210005822

Caracteristici principale produs

Sunet surround 5.1

Pătrundeți în atmosfera filmelor și a jocurilor și lăsați-vă cucerit de sunet.

Bas cu control al nivelului

Designul unic al subwoofer-ului produce un bas mult mai profund și mai bogat. De asemenea, aveți posibilitatea de a seta nivelul basului după dorință.

Perfect pentru MP3, PC, TV și altele

Conectați-vă boxele la toate aparatele. O modalitate excelentă de a vă asculta muzica de pe MP3 player, PC, TV, CD, DVD și toate echipamentele multimedia.

Control de la distanță al volumului

Telecomanda disponibilă vă permite să setați nivelul volumului cu o mișcare de deget.



Data apariției 2009-02-13

Versiune: 6.1.13

I2 NC: 9082 100 05822
EAN: 87 10895 92477 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com