



Philips  
Vloerstandaard voor Flat  
TV

ST379946

# Verruim uw kijkervaring

Voor FTV-model 37PF9946/10

## Ontwerp dat past in uw interieur

- Geavanceerd ontwerp met aluminium en glas van hoge kwaliteit

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificaties

### Afmetingen

- Afmetingen van doos (B x H x D):  
713 x 90 x 286 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 4,8 kg

### Gegevens van de verpakking

- Geleverd als: Plat verpakt



Publicatiedatum  
2008-09-18

Versie: 3.0.3

12 NC: 8670 000 23836  
EAN: 87 10895 93890 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)