


# PHILIPS

Cabezal de afeitado  
de reemplazo

TT2000/43



## Recortado y afeitada perfectos

Cambιά la cuchilla una vez al año para obtener mejores resultados

Cabezal de la lámina afeitadora de recambio TT2000/43 para las afeitadoras Bodygroom TT2021 a TT2030 de Philips.

### **Excelente rendimiento y gran comodidad**

- Seguro y con menos irritación para un afeitado corporal más cómodo

### **Máxima facilidad de uso**

- Funciona en húmedo y en seco, es ideal para la ducha y fácil de limpiar
- Totalmente resistente al agua para usar en la ducha y limpiar fácilmente


## Destacados

### 100 % resistente al agua



Totalmente sumergible para un uso y limpieza fáciles.

### Sistema seguro y con menos irritación



Seguro y con menos irritación para un afeitado corporal más cómodo

### Uso en seco y húmedo

El dispositivo es totalmente resistente al agua de Philips, para que puedas afeitarte y recortar el pelo de todo el cuerpo en la ducha y limpiarlo fácilmente.

## Especificaciones

### Limpieza

**Uso:** Utiliza el spray limpiador HQ110 al menos una vez por semana para conseguir unos resultados óptimos.

### Contenido

**Embalaje:** 1 lámina de cabezal de afeitado

### Compatibilidad

**Apto para el tipo de producto:** Bodygroom serie 7000 (TT204x), Bodygroom serie 3000 (TT203x), Bodygroom serie 3000 (TT202x)

