


PHILIPS

Grille de recharge
de la tête de rasage

TT2000



Tonte et rasage parfaits

Pour des performances optimales, changez la grille tous les 12 mois.

Vous pouvez opter pour les gammes Bodygroom TT2021 à TT2030 de Philips pour le remplacement de la grille de la tête de rasage.

Performances optimales pour une sensation idéale

- Rasage sécuritaire et réduction des irritations liées aux soins corporels

Une simplicité d'utilisation incroyable

- Utilisable à sec ou sous l'eau (dans la douche), nettoyage facile
- Entièrement étanche; utilisation dans la douche, nettoyage facile

Caractéristiques

Entièrement étanche



Entièrement étanche pour faciliter l'utilisation et le nettoyage.

Rasage sécuritaire sans irritations



Rasage sécuritaire et réduction des irritations liées aux soins corporels

Utilisable à sec ou sous l'eau

Produit parfaitement étanche et facile à nettoyer très pratique pour vous raser dans la douche

Spécifications

Nettoyage

Utilisation: Pour un résultat optimal, nous vous recommandons d'utiliser le spray nettoyant HQ110 au moins une fois par semaine.

Contenu

Emballage: 1 tête de rasage avec grille

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: TT2020/15, TT2020/30, TT2020/31, TT2020/35, TT2021/30, TT2021/32, TT2021/33, TT2021/34, TT2021/35, TT2021/36, TT2021/50, TT2022/30, QG3280/41, TT2030/36, QG3280/32, TT2030/60, TT2030/61, TT2040/32

