

PHILIPS

Lámina de repuesto

Bodygroom
replacement foil

Se adapta a serie S3000 de
Bodygroom

Se adapta a serie S5000 de
Bodygroom

Se adapta a serie S7000 de
Bodygroom

Se adapta a Click & Style
(S500/700)

TT2000/43




Lámina de recorte y afeitado de recambio

Cambia la lámina cada 12 meses para conseguir mejores resultados

Cabezal de la lámina de afeitado de recambio TT2000/51 para afeitadoras Philips Bodygroom 3000, 5000 y 7000

El mejor rendimiento para sentirse bien

- Seguro y con menos irritación para un afeitado corporal más cómodo

Ofrece una máxima facilidad de uso

- 100% resistente al agua para uso en la ducha y limpieza fácil

Destacados

100% resistente al agua



100 % resistente al agua para un uso y limpieza fáciles.

Seguro y con menos irritación



El cabezal de afeitado cuenta con puntas redondeadas patentadas y una lámina hipoalergénica para proteger la piel durante el afeitado. Los recortadores bidireccionales cortan el pelo más largo, para poder afeitarlo para un resultado apurado.

Especificaciones

Limpieza

Uso: Usa el spray limpiador HQ110

Contenido

Embalaje: 1 lámina de cabezal de afeitado

Compatibilidad

Apto para los modelos de producto: QG33XX, TT20XX, BG70XX, BG30XX, BG50XX, SBG315, BG20XX, YS52X, YS53X

