

PHILIPS

Grille de rechange

Bodygroom
replacement foil


Compatible avec
Bodygroom S3000

Compatible avec
Bodygroom S5000

Compatible avec
Bodygroom S7000

Compatible avec Click&Style
(S500/700)

TT2000/43



Grille de rechange Trim & Shave

Pour des résultats impeccables, remplacez la grille tous les ans

Tête de rasage de rechange avec grille TT2000/51 pour tondeuses corps des gammes Philips Bodygroom 3000, 5000 et 7000

Des performances exceptionnelles pour une sensation incomparable

- Plus sûre, elle limite les irritations pour un confort optimal

Simplicité d'utilisation maximale

- 100 % étanche pour une utilisation sous l'eau et un nettoyage pratique

Points forts

100 % étanche



100 % étanche pour une utilisation et un nettoyage pratiques.

Sécurité garantie et moins d'irritations



La tête de rasage est dotée de bords arrondis brevetés et d'une grille hypoallergénique pour protéger votre peau. La tondeuse bidirectionnelle coupe les poils longs, ensuite rasés par la grille, pour un résultat impeccable.

Caractéristiques

Nettoyage

Utilisation: Utilisez le spray nettoyant HQ110

Sommaire

Emballage: 1 grille pour tête de rasage

Compatibilité

Adapté aux types de produits: QG33XX, TT20XX, BG70XX, BG30XX, BG50XX, SBG315, BG20XX, YS52X, YS53X

