

# PHILIPS

Сменная сетка

Bodygroom  
replacement foil


Совместимо с триммером для тела  
S3000

Совместимо с триммером для тела  
S5000

Совместимо с триммером для тела  
S7000

Совместимо с Click&Style (S500/700)

TT2000/43



## Сменная сетка для подравнивания и бритья

Для качественного бритья заменяйте бритвенные сетки каждые 12 месяцев

Сменная бритвенная головка с сеткой TT2000/43 для триммеров для тела Philips серий 3000, 5000 и 7000

### Превосходное исполнение, которое вы ощутите

- Безопасна и не вызывает раздражения, очень удобна для сбривания волосков на теле

### Максимальная легкость использования

- 100%-ая водонепроницаемость — подходит для использования в душе, легко очищать

## Особенности

### 100%-ая водонепроницаемость



100%-ая водонепроницаемость для простоты использования и очистки

### Безопасна и не вызывает раздражения



Бритвенная головка оснащена запатентованными закругленными кончиками и гипоаллергенной сеткой для комфорта кожи во время бритья. Двусторонние триммеры подравнивают более длинные волосы, которые затем сбиваются с помощью сетки для максимально точного результата.

## Характеристики

### Очистка

**Использование:** Используйте чистящий спрей HQ110

### Содержание

**Упаковка:** 1 сетка для бритвы

### Совместимость

**Совместимость:** QG33XX, TT20XX, BG70XX, BG30XX, BG50XX, SBG315, BG20XX, YS52X, YS53X

