

# PHILIPS

## 替刃

Bodygroom  
replacement foil


ボディグルーマー BG3000 シリーズにフィット

ボディグルーマー BG5000 シリーズにフィット

ボディグルーマー BG7000 シリーズにフィット

クリック&スタイル(YS500/700)にフィット

TT2000/51



## トリミング&シェービング替刃

性能を維持するため、刃は約12か月ごとに交換してください

フィリップスボディグルーマー BG3000、5000、7000用トリミング&シェービング替刃 TT2000/51

### 使いやすさを追求したデザイン

- ・ 防水加工なのでシャワー中にも使用でき、クリーニングも簡単

### 気持ちよい仕上がり

- ・ 肌にやさしく、快適にお手入れ可能

# 特長

## 防水加工



防水加工なので使いやすくクリーニングも簡単

## 肌にやさしい



シェーバーヘッドの丸みを帯びた刃先とシェービング刃がシェービング中に肌を守ります。2方向トリマーが長めの毛をカットしてからシェービングすることで深剃りを実現します。

# 仕様

## 内容

パッケージ: 1 替刃

## 互換性

対応製品 : : QG33XX、TT20XX、BG70XX、BG30XX、BG50XX、SBG315、BG20XX、YS52X、YS53X

