

PHILIPS

专用清洁剂

WP3964



纯净水质，“净”在掌控

通过快速简单的清洁步骤，您可以轻松清洁所有难以触及的区域，只需一步即可清洁整个净化器

规格

重量和尺寸

产品重量: 200 克

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 104 x 10 x 140 毫米

彩盒重量: 250 克

彩盒尺寸 (长 x 宽 x 高): 127 x 30 x 155 毫米

物流数据

EAN F-box: 69-2341070044-2

12NC code: 882396400710

