

PHILIPS

rasatura e cura del
corpo

Click&Style

SmartClick

Testine ComfortCut

Dispositivo 2 in 1



YS521/17



Un unico strumento per tutti i look

Rasatura accurata e corpo rifinito, con questo strumento 2in1 hai una soluzione semplice ad ogni necessità. Basta scegliere l'accessorio che fa per te, agganciarlo al corpo del rasoio e sei pronto per incominciare.

Pelle del viso vellutata

- Per una protezione aggiuntiva della pelle, usalo con la schiuma da barba
- Pratico e sicuro sulla pelle

Corpo rifinito

- Rasatura e rifinitura dei peli del corpo sicura e semplice
- L'impugnatura e gli accessori del bodygroom sono impermeabili

Semplicità d'uso

- Scegli fra 2 accessori ad aggancio per ottenere il look che vuoi
- Con 1 ora di ricarica, ottieni un'autonomia di utilizzo cordless di 40 minuti
- Spia per batteria scarica, in carica o carica
- Garantito 2 anni, tensione internazionale, lame sostituibili
- Sistema SmartClick per agganciare/sganciare gli accessori con estrema semplicità



asimpleswitch.com

In evidenza

Accessori ad aggancio



Agganciando semplicemente l'accessorio che ti serve sull'impugnatura, puoi trasformare questo kit in un rasoio o in un bodygroom. Quando hai finito, sganciato di nuovo. Per una pelle liscia sul viso scegli il rasoio, se invece vuoi sistemare i peli del corpo, opta per il bodygroom. Con un unico strumento puoi avere tutti i look che vuoi.

Pelle del viso vellutata



Scegli una rasatura su pelle bagnata con schiuma da barba per una protezione extra o su pelle asciutta per la massima praticità.

Pelle del viso vellutata



Il rasoio con la doppia testina rotante è progettato per una rasatura semplice e pulita senza graffi o tagli.

Corpo rifinito



I pettini arrotondati e le punte perlate brevettate prevengono le irritazioni per una pelle vellutata in tutte le parti del corpo.

Impermeabile



Rifinisci e radi in modo pratico tutti i peli del corpo, anche sotto la doccia.

Ricarica rapida di 1 ora



La potente batteria dura fino a 40 minuti dopo 1 ora di ricarica. Una ricarica di 5 minuti ti offre vari minuti di autonomia di rasatura, per consentirti di finire rapidamente.

Spia della batteria



La spia della batteria si accende quando la batteria è scarica, in ricarica o completamente carica.

Fatto per durare



Tutti i nostri rasoi hanno una garanzia internazionale valida 2 anni e possono funzionare con qualunque tensione. Le lame del rifinitore non devono mai essere lubrificate. Le lame a lunga durata devono essere sostituite solo dopo 2 anni. La lamina di rasatura del bodygroom va sostituita ogni 12 mesi.

SmartClick



Il sistema di inserimento SmartClick ti consente di trasformare facilmente Click&Style in un rasoio elettrico, un regolabarba o un bodygroom. Per completare il tuo stile devi semplicemente agganciare l'accessorio di cui hai bisogno all'impugnatura.



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Lame ComfortCut

Facilità d'uso

Carica: 1 ora, Ricarica rapida

Pulizia: Lavabili

Design

Impugnatura: Easy grip, impugnatura antiscivolo

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia,

Capuccio protettivo

Utilizzo: Pettine per bodygroom

Assorbimento

Tensione automatica: 100-240 V

Tempo di funzionamento: Fino a 40 minuti

Servizio

Garanzia di 2 anni

Testina di rasatura: Da sostituire ogni 2 anni con RQ32

